

Łaźnie serii WB są wyodrębnioną grupą łaźni serii standard o usytuowaniu otworów w łaźni w jednym rzędzie, co pozwala na łatwiejszy dostęp do poszczególnych otworów w łaźni. Zainstalowane standardowo pokrętłem rurki statywowe w tylnej części obudowy łaźni umożliwiają montaż np. chłodnicy z kolbką bezpośrednio nad wybranym otworem pokrywy łaźni

### CHARAKTERYSTYKA

Prosty w obsłudze panel sterowania z czterocyfrowym wyświetlaczem LED.

Zadanie i odczyt temperatury z rozdzielczością 0,1 stopnia.

Zakres od temp. otoczenia do 105,0 st. C.

Utrzymanie temperatury w łaźni z dokładnością lepszą niż 0,6 stopnia C.

Wersje 3 i 4-miejscowe.

Głębokości komór roboczych 100 i 150 mm.



### OPIS ŁAŻNI SERII WB

Wanna nierdzewna tłoczona.

Grzałka nierdzewna.

Obudowa łaźni wykonana z estetycznej, nierdzewnej blachy strukturalnej.

Nierdzewna pokrywa z otworami o średnicy 110 mm w łaźniach 3-miejscowych, 90 mm w łaźniach 4-miejscowych i gniazdami na rurki statywu wraz z fajerkami w kolorze obudowy. Standardowo łaźnie wyposażone są w odstawianą pokrywę, krążki redukcyjne oraz rurki statywowe.

Wyposażenie dodatkowe łaźni stanowi statyw na próbki z regulacją zanurzenia. Estetyczne uchwyty łaźni pozwalające na łatwe przenoszenie.

Wyposażenie dodatkowe łaźni stanowi statyw na próbki z regulacją zanurzenia.

Estetyczne uchwyty łaźni pozwalające na łatwe przenoszenie.

LABOPLAY Marek Bornejko, 41-902 Bytom, ul. Nawrota 26/6  
tel. (032) 797-13-2, e-mail: laboplay@laboplay.pl

**Dane techniczne łaźni serii WB**

TYP	W310B	W315B	W410B	W415B
Wymiary wanny DxSxG w mm.	505x138x100	505x138x150	505x138x100	505x138x150
Wymiary zewnętrzne DxSxW w mm.	533x168x165	533x168x210	533x168x165	533x168x210
Napięcie zasilania (V)	230 VAC			
Pojemność całkowita (l)	6	9,2	6	9,2
Pobór mocy (W)	500	800	500	800
Liczba stanowisk	3x110mm	3x110mm	4x90mm	4x90mm
Zakres pracy w st. C	Od + 5 st. C powyżej temperatury otoczenia-105,0 st. C			
Stabilizacja temperatury	+/- 0,6 st. C			
Rozdzielczość	0,1 st. C			
Wyświetlacz	4 cyfry LED			



**WYPOSAŻENIE STANDARDOWE**

- nierdzewna pokrywa z otworami fi 110 w łaźniach 3-miejscowych i fi 90 przy łaźniach 4-miejscowych,
- rurki statywów przy każdym otworze montowane na tylnej ścianie obudowy,
- zestawy krążków redukcyjnych,
- przewód zasilający
- perforowana nierdzewna półka nad grzałką,

**WYPOSAŻENIE OPCJONALNE**

- statywy na próbówki z regulacją zanurzenia.